

FAHL

VOORBEELD

---

KLEURENKAART 2020

---



VOOR TRACHEOSTOMA

---

BESCHERMING

---

# INTRODUCTIE


Deze voorbeeld kleurenkaart laat u het gehele kleurenpalet van TRACHEOTEX® zien. De kleur-/designcode staat in de linkerbovenhoek van het afgebeelde voorbeeld. Dit laat bovendien zien welk product in welke kleuren beschikbaar is.

TRACHEOTEX® tracheostoma beschermingsproducten zijn verstelbaar voor verschillende halsmaten. De TRACHEOTEX® sjaal wordt eenvoudig aan de achterkant in de nek gefixeerd door middel van een zachte praktische klittenbandsluiting. De driehoekige TRACHEOTEX® EASY wordt vastgeknoopt in de nek.

Wij zijn u graag van dienst om uw tracheostoma beschermingsproducten aan te passen aan uw persoonlijke wensen. Wanneer u beschermende halsdoeken of sjaals nodig heeft voor een bijzonder grote of kleine halsafmeting, kunnen wij deze op maat gemaakte producten zonder extra kosten aan u leveren.

De TRACHEOTEX® ROLLI heeft een elastische opstaande kraag die aangepast kan worden aan verschillende halsmaten en kan comfortabel over het hoofd getrokken worden. Het is bij dit product niet noodzakelijk om het extra te bevestigen met een klittenbandsluiting. Wanneer u een uitzonderlijk grote of kleine hals heeft, wordt u geadviseerd om een normale stoma rolkraag te gebruiken, omdat deze een gebreide/textiel kraag heeft. Er kan dan een klittenbandsluiting aan bevestigd worden om de kraag aan uw halsafmeting aan te passen.

Houdt u alstublieft rekening met het feit dat om druktechnische redenen, de afgebeelde producten kunnen afwijken van het origineel.



## Informatie over de kwaliteit van het materiaal:

- 0 Hoge luchtdoorlatendheid, gemaakt van zuiver katoen
- I Hoge luchtdoorlatendheid, gemaakt van Polyester/Viscose
- II Normale tot hoge luchtdoorlatendheid, gemaakt van Jersey katoen; zachte kwaliteit, voelt zeer comfortabel aan op de huid
- III Normale luchtdoorlatendheid, gemaakt van zuiver katoen
- IV Normale luchtdoorlatendheid, gemaakt van katoen/polyesterstof
- VI Normale luchtdoorlatendheid, gemaakt van katoen/viscosestof
- VII Normale luchtdoorlatendheid, gemaakt van 100% polyester
- VIII Zeer hoge luchtdoorlatendheid, gemaakt van een zeer lichte Trevira-Georgette stof
- IX Zeer hoge luchtdoorlatendheid, gemaakt van meerlaagse fijne linnenstof (Diolen tule)



T 1 wit IV



T 2 zwart IV



T 3 zilvergrijs-gemeleerd IV



T 4 beige IV



T 9 donkerblauw IV



T 10 Licht blauw IV



T 16 zwart met kleine witte stippen III



T 18 bordeauxrood I



T 26 bruin VIII



T 51 abrikoos IV



T 63 lichtroze IV




T 64 abrikoos IV



T 67 blauw grijs IV



T 68 grijs aluminium IV



T 69 zilvergrijs mat IV



T 70 beige zand IV



T 71 taubenblau IV



T 72 turkoois IV



T 383 crème-turkoois bloemenpatroon VIII



T 406 zalmrood geruit VIII



T 408 stropdaspatroon kiwikleurig VIII



T 417 steengrijs klassiek VIII



T 418 caramel klassiek VIII



T 425 stropdaspatroon bruin-wit VIII



T 430 design grijs gemeleerd VIII




T 432 design oudroze gemeleerd VIII



T 433 lederlook naturel VIII



T 434 lederlook donker VIII



T 437 multicolor violet VIII



T 438 multicolor oljif VIII



T 439 multicolor grijs-oranje VIII



T 440 sterrenmotief blauw VIII



T 441 witglanzend, fijngeweven IV



T 443 lila glanzend, fijngeweven IV



T 444 lime glanzend, fijngeweven IV



T 446 oker-bruin stropdaspatroon VIII



T 447 marine-rood stropdaspatroon VIII



T 448 zilver-grijs streep patroon VIII



T 449 bruin-rood streep patroon VIII



T 450 hemelsblauw streep patroon VIII



T 451 zand-abrikoos cirkelpatroon VIII



T 452 geel-groen cirkelpatroon VIII



T 453 donkeroranje motief VIII



T 454 vlinderpatroon mint VIII



T 455 creme-roze bloemenpatroon VIII

# TRACHEOTEX® SCARF

MET KLITTENBANDSLUITING



T 456  
camouflage  
rood-blauw VIII



T 457  
camouflage  
bruin-groen VIII



T 458  
donkerblauw met  
kleine witte paarden VIII



T 459  
macro-modern grijs VIII



T 462  
blauw-rood  
schotse ruit VIII



T 463  
zwart-wit  
schotse ruit VIII




T 466  
vintage jeans bruin VIII



T 467  
pastel blauw  
geruit III



T 468  
blauw  
geruit III



T 469  
zilvergrijs  
geruit III



T 470  
turkoois  
geruit III



T 471  
beige-zand met  
kleine witte stippen III



T 472  
zilvergrijs met  
kleine witte stippen III



T 473  
antraciet met  
kleine witte stippen III



T 474  
donkerbruin met  
kleine witte stippen III



T 475  
zwart met grote  
witte stippen III



T 476  
grijs met grote  
witte stippen III

**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® Scarf  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 42000

# TRACHEOTEX® BIB

3, 5, 8 EN 12 LAAGS



L 00  
wit IX



L 82  
lichtblauw IX



L 83  
bordeauxrood IX



L 84  
bruin IX



L 85  
zwart IX





L 86  
beige IX

**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® BIB 3L/5L  
▶ TRACHEOTEX® BIB 8L/12L  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 40100/40200  
REF 40300/40400

# TRACHEOTEX® SHIRT

JERSEY KATOEN




**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® Shirt  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 43301

# TRACHEOTEX® ROLLI KLETT JERSEY

JERSEY KATOEN




**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® ROLLI KLETT JERSEY  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 43001

# TRACHEOTEX® ROLLI ZIP

MET RITSSLUITING





**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® ROLLI ZIP  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 43302

# TRACHEOTEX® ROLLI ZIP FINE

MET RITSSLUITING



**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® ROLLI ZIP FINE  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 43302

# TRACHEOTEX® ROLLI KLETT

MET KLITTENBANDSLUITING





**BESTELINFORMATIE:**

▶ TRACHEOTEX® ROLLI KLETT  
Met Diolen tule beschermlaag  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 43000

# TRACHEOTEX® ROLLI KLETT FINE




**BESTELINFORMATIE:**

▶ TRACHEOTEX® ROLLI KLETT FINE  
Met Diolen tule beschermlaag  
Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

REF 43000

# TRACHEOTEX® EASY

## IN DRIEHOEKIGE VORM VOOR VASTKNOPEN



E 731 grijs III



E 732 donkerrood III




E 733 blauw grijs IV



E 734 grijs aluminium IV



E 735 zilvergrijs mat IV



E 737 beige zand IV




E 738 pastel blauw IV



E 739 pastel blauw geruit III



E 740 blauw geruit III



E 741 zilvergrijs geruit III



E 742 turkoois geruit III



E 743 beige-zand met kleine witte stippen III



E 744 zilvergrijs met kleine witte stippen III



E 745 antraciet met kleine witte stippen III



E 746 donkerbruin met kleine witte stippen III



E 747 zwart met grote witte stippen III



E 748 grijs met grote witte stippen III

**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® EASY

REF 42002

Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.

# TRACHEOTEX® SCARF PED

## MET KLITTENBANDSLUITING VOOR KINDEREN



K 001 wit III



K 063 lichtroze III



K 330 Draagpatroon wit III



K 331 Indiaas-Draagpatroon groen III



K 332 Lamapatroon grijs-wit III



K 333 Auto-Vliegtuigpatroon blauw III



K 334 Olifantspatroon geel-grijs III

**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® Scarf PED  
Met Diolen tule bescherm laag

REF 42010

Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.



# TRACHEOTEX® BIB PED

3 EN 5 LAAGS VOOR KINDEREN




wit

IX



lichtblauw

IX



bordeauxrood

IX



marine/navy

IX

**BESTELINFORMATIE:** ▶ TRACHEOTEX® BIB 3L/5L PED

**REF 40110/40210**

Vermeld apart het kleurnummer bij uw bestelling a.u.b.







**Andreas Fahl**  
**Medizintechnik-Vertrieb GmbH**  
August-Horch-Str. 4a  
51149 Köln - Germany  
Phone +49 (0) 22 03/29 80-0  
Fax +49 (0) 22 03/29 80-100  
mail info@fahl.de  
www.fahl.de

**LEVERANCIER:**

**MDS B.V.**  
Postbus 123  
9750 AC Haren  
Phone: +31 (0) 50 569 0038  
Fax: +31 (0) 50 569 0037  
info@mdsbv.com  
www.medicaldisposablesstore.com  
www.mdsbv.com • www.trach.nl • www.stem-stoma.nl