

NEBUJUNIOR® BEAR

INHALIERGERÄT FÜR KINDER

- ▶ Der NEBUJUNIOR® Bear ist ein Inhalationsgerät zur druckluftbetriebenen Atemluftbefeuchtung
- ▶ Der feine Aerosolnebel ermöglicht eine optimale Anfeuchtung der Atemwege
- ▶ Die für Kinder ansprechende Optik verringert Abneigungen / Ängste vor der Inhalation
- ▶ Zur Pflege und Reinigung ist der NEBUJUNIOR® Inhalator leicht in die einzelnen Bestandteile zerlegbar
- ▶ Der NEBUJUNIOR® wird neben dem kompletten Zubehör (bestehend aus Netzteil, Vernebler, Luftschlauch, Inhaliermaske für Erwachsene, Inhaliermaske für Kinder, Luftfilter, Mundstück und Nasenstück) mit einer passenden Aufbewahrungstasche geliefert.
- ▶ So ist die Inhalation alternativ durch das Mundstück, das Nasenstück oder die Inhaliermaske möglich
- ▶ Als Sonderzubehör erhältlich ist ein spezielles Adapterrohr mit Halsmaske für Patienten mit Tracheostoma
- ▶ Auch als Pinguin erhältlich (NEBUJUNIOR® Pinguin / REF: 50400)



Technische Daten

Eingangsspannung	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	80 VA +/- 20 VA
Maximale Medikamenten-Einfüllmenge	13 ml
Tröpfchengröße Aerosol	0.5 bis 10 µ m
Tröpfchengröße nach MMAD	Kleiner als 4 µ m
Betriebsgeräusch	Zirka 60 dBA
Verneblerleistung	0.2 ml/min
Kompressor Druckbereich	29 bis 43 Psi (2.0 bis 3.0 bar)
Kompressor Arbeitsdruck	8 bis 16 Psi (0.7 bis 1.1 bar)
Luftstrom	6 ~ 8 l/min
Betriebstemperatur	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	10 bis 95 % RH
Lagertemperatur	-20°C bis 70°C (-4°F bis 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit Lager	10 bis 95 % RH
Gehäuseabmessungen	175 x 120 x 180 mm (6.9" x 4.7" x 7.1")

Technische Daten

Gewicht	1.6 kg (3.5 Lbs)
Gerätekategorie	Typ BF
Schutzklasse	II
Betriebsdauer	Kurzzeitbetrieb max. 30 Minuten

Lieferumfang NEBUJUNIOR® Bear

1	Netzkabel
1	Vernebler
1	Luftschlauch
1	Mundstück
1	Nasenstück
5	Luftfilter
1	Inhaliermaske Erwachsene
1	Inhaliermaske Kinder
1	Tasche



Gebrauchsanweisung beachten



Gerät der Schutzklasse II



Anwendungsteil Typ BF



Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Gesetze und Vorschriften, welche für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten bestehen.



CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle



IP-Klassifizierung

Bestellhinweis:

NEBUJUNIOR® Bear
Adapter Halsmaske
LARYVOX® Mask

REF 50300
REF 50110
REF 75200