

HUMIDUAL®

steril

REF 46470




- ▶ HME Filter
- ▶ 15 mm-Konnektor (UNI), passt auf alle Trachealkanülen mit 15 mm Anschluss
- ▶ Zwei offenporige Polyurethan Schaumstofffilter in einem Kunststoffgehäuse an den beiden entgegengesetzten Polen eingelassen
- ▶ Mit Anschluss für die Sauerstoffzufuhr
- ▶ Mit Überdruckventil, um problemloses Abhusten zu ermöglichen

LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

HUMIDUAL®
1 x HME Filterkassette

REF 46470



Produkt	VE	REF
HUMIDUAL®	30 Stück, einzeln verpackt	46470

CE 0482