

TRACHEOPORT® COMPACT

ABSAUGGERÄT

- ▶ Besonders leichtes Absauggerät (ca. 2,5 kg), zur Anwendung im häuslichen oder klinischen Bereich bei Patienten mit normalflüssiger Sekretabsonderung
- ▶ Die elektromotorische Pendelkolbenpumpe ermöglicht eine Saugleistung von 24 l/min. und ein maximales Vakuum bis 0,76 bar
- ▶ Inklusive Sekretbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1.000 ml
- ▶ Bakterienfilter - verhindert das Eindringen von Mikroorganismen und Sekret in das Gerät
- ▶ Luftfilter - verhindert das Ausblasen von Mikroorganismen sowie Sekret aus dem Gerät und dient somit als Schutz für den Anwender
- ▶ Geladen wird der Akku über den 12 V Geräte-Niederspannungsanschluss
- ▶ Das Gerät kann mit dem Ladenetzteil oder dem KFZ-Ladekabel geladen oder betrieben werden
- ▶ Der Akku ist in ca. 4 Stunden vollständig aufgeladen
- ▶ Die Akkulaufzeit beträgt ca. 60 Minuten
- ▶ Auch bei leerem Akku steht die volle Saugleistung mit Anschluss am Ladenetzteil oder am KFZ-Ladekabel zur Verfügung



Technische Daten

Saugleistung	24 l/min ± 2 l/min
Max. Vakuum	-76 kPa* (-760 mbar; -570 mmHg) ± 4kPa
Sekretbehälter	1.000 ml
Saugschlauch	Länge: 1,80 m; Durchmesser: 6 mm
Spannungsversorgung (Ladenetzteil)	100-240 Vac (+/- 10%)

Technische Daten

Spannungsfrequenz	50/60 Hz
Betriebsdauer im Akkubetrieb (ohne Netzversorgung)	Akkulaufzeit ca. 60 min/Dauerbetrieb
Ladezeit	ca. 4 Std.
Abmessungen (HxBxT)	220 x 340 x 160 mm
Gewicht	ca. 2,5 kg

Bestellhinweis:

TRACHEOPORT® COMPACT

Bakterienfilter für Absauggeräte

Luftfilter Packung mit 10 Stück

REF 63600

REF 60800

REF 50000-07