

- ▶ Transparente Optik mit wasserabweisendem Effekt
- ▶ Nicht invasiv
- ▶ Klebeeigenschaft ermöglicht einen sicheren Halt auf der Haut um das Tracheostoma
- ▶ Eignet sich bei unproblematischer Tracheostoma-Anatomie und normaler Hautbeschaffenheit
- ▶ Mit 22 mm Aufsatz zum Anbringen eines HME oder eines Sprechventils mit 22 mm Adapter (KOMBI)
- ▶ Kann mit speziellen Silikonkanülen kombiniert werden (LARYNGOTEC® KOMBI CLIP oder LARYNGOTEC® KOMBI CLIP LINGO), falls zusätzliche Stabilisierung der Trachea benötigt wird
- ▶ Drei verschiedenen Formen erhältlich: rund, oval, XL oval



 Gebrauchsanweisung beachten  
 Nicht zur Wiederverwendung  
 CE-Kennzeichnung  
**Product made in Germany**

## Bestellhinweis:

<b>LARYVOX® Tape STANDARD round</b>	Packung mit 15 Stück	<b>REF 48100</b>
<b>LARYVOX® Tape STANDARD oval</b>	Packung mit 15 Stück	<b>REF 48200</b>
<b>LARYVOX® Tape STANDARD XL oval</b>	Packung mit 15 Stück	<b>REF 48300</b>