



TRACHEOTEC® VARIO / TRACHEOTEC® VARIO CUFF

- ▶ Trachealkanüle mit (REF 18920) und ohne Niederdruckmanschette (CUFF) (REF 18560); auch mit subglottischer Absaugung erhältlich (REF 18930; s. separates Datenblatt)
- ▶ Weiches, flexibles Kanülenschild mit Aufdruck der wesentlichen Spezifikationen der Kanüle
- ▶ Mit 15 mm-Drehkonnektor (VARIO) um Zug- und Drehkräfte abzupuffern, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Mit Röntgenkontraststreifen
- ▶ Set beinhaltet ein Kanülentrageband, einen Obturator und einen Kanülenpass



REF 18560 CE 0482



REF 18920 CE 0482

Bestellhinweis:

TRACHEOTEC® VARIO, Größe 3-9



REF 18560

TRACHEOTEC® VARIO CUFF, Größe 3-10



REF 18920

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild (mm)	A.D. Spitze (mm)	I.D. (mm)	Länge mittl. Radius (mm)	Länge (mm)	REF	REF mit CUFF
3	4,7	4,7	3,0	43,7	47,2	18560-03	18920-03
4	6,0	6,0	4,0	52,7	57,1	18560-04	18920-04
5	7,3	7,3	5,0	55,7	61,1	18560-05	18920-05
6	8,7	8,7	6,0	60,7	67,1	18560-06	18920-06
7	10,0	10,0	7,0	69,6	77,0	18560-07	18920-07
8	11,3	11,3	8,0	79,5	87,9	18560-08	18920-08
9	12,7	12,7	9,0	85,5	94,9	18560-09	18920-09
10	14,0	14,0	10,0	95,0	105,3	-	18920-10

A-Kanüle = Außenkanüle · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · I-Kanüle = Innenkanüle · Länge = Länge über Außenbogen · Länge mittlerer Radius = Länge der Mittellinie von Flansch bis Spitze